

Übersicht: Antigen-Schnelltests bei Covid-19

Antigen-Schnelltests können am Point-of-Care zum Nachweis einer Infektion eingesetzt werden. Im Gegensatz zu Antikörpertests dienen Antigentests dem direkten Erregernachweis von Sars-CoV-2.

Name	Hersteller	Vertrieb/Bezugsquelle	Sensitivität (%)	Spezifität (%)	Nachweisgrenze pro Virusstamm	Auswertungsdauer (min)
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test	Roche	Pharmazeutischer Großhandel (PZN 16837473)	96,52	99,68	3,12 x 10 ^{2,2} TCID50/ml	15 – 30
Nadal Covid-19 Ag Test	Nal von Minden	Direktbezug, Modl Medical	97,6	99,9	2 x 10 ^{2,4} TCID50/ml	Maximal 15
Covid-19 Antigen-Schnelltest	Nanorepro	Direktbezug	94,55	100	2x 10 ^{2,4} TCID50/ml	15
Panbio Covid-19 Ag Rapid Test Device	Abbott	-	91,4	99,8	2,5 x 10 ^{1,8} TCID50/ml	15 - 20
Biocredit Covid-19 Ag	Medical Technology Promedt, RapiGen	Weko, Pharmazeutischer Großhandel (PZN 16708876)	92,0	98,0	-	5 – 8
Medicovid Antigen-Schnelltest	Xiamen Biotimes	Medice, pharmazeutischer Großhandel (PZN 16821957)	96,0	100,0	-	15 – 20 oder 30 bei Sputum
Mö-screen Corona Antigen Test	Mölab	Labor- und Praxisbedarf	97,3	99,9	1,15 x 10 ² TCID50/ml	15
Rida Quick Sars-CoV-2 Antigen	R-Biopharm	Direktbezug	95,0	100	507 TCID50/ml	20
Medsan Sars-CoV-2 – Antigen Rapid Test	Medsan	Laborbedarf Auch Einzelpackungen!	92,5	99,8	10 pg/mL	10
Clinitest Rapid Covid-19 Antigen Test	Siemens Healthineers	-	96,7	99,2	-	15